

ProCare Universal 77 A - 500 g
 Maschinenreiniger, alkalisch, 500 g
 zur Entfernung von hartnäckigen Stärkebelägen.



- Abbau von Fettablagerungen
- Reduzierung von Gerüchen
- Abgestimmt auf Miele Professional Geräte

EAN: 4002517008070 / Materialnummer: 13068710 / Alte Materialnummer: 66921702V1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfiLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Waschmaschinen	•
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Großraum-Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgeräte, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Stärkebelägen	•
Entfernung von Fett	•
Entfernung von Öl	•
Entfernung von Eiweiß	•
Dosierung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,5-1 Dose
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Manuelle Dosierung	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Maschinenreiniger
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Bleichmittel auf Sauerstoffb., Polycarboxylate, Tenside
pH-Wert bei 20 °C	11,0
Gutes Reinigungsvermögen	•
Frei von Phosphaten	•
Hohe Materialschonung	•
Hoher Anteil an Dispergatoren	•
Tensidhaltiger Intensivreiniger	•
Frei von Duftstoffen	•
Frei von Mikroplastik	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	133
Außenmaß, Nettobreite in mm	80
Außenmaß, Nettotiefe in mm	80
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	130
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	80
Füllgewicht in g	500
Bruttogewicht in kg	0,57

ProCare Universal 77 A - 500 g
Maschinenreiniger, alkalisch, 500 g
zur Entfernung von hartnäckigen Stärkebelägen.

EAN: 4002517008070 / Materialnummer: 13068710 / Alte Materialnummer: 66921702V1

Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

GHS/CLP-Konform

