

Guard M1 Performance Plus Bodenstaubsauger mit Beutel Starke Saugleistung | stilvolles Design | HEPA AirClean | energiesparend & leise



- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards
- Praktisches Fach mit dreiteiligem Zubehör für mehr Komfort
- Langlebig: Auf 20 Jahre* Lebensdauer getestet
- Mode-Taste: Saugleistung einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen
- Stilvolles Designkonzept und leuchtenden LED-Icons
- Extra Reichweite, weniger Steckdosenwechsel: 11 m Aktionsradius
- Effizient und leise saugen (70dB) mit der Bodendüse FlexTeQ
- Energiesparend: Optimale Harmonie zwischen Gebläse und Bodendüse
- Ideal für Allergiker dank HEPA AirClean Filter
- XL-Polsterdüse für großflächige Polster-Reinigung

* Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years

EAN: 4002517021956 / Materialnummer: 13107900 /
Alte Materialnummer: 41VXGO46CE

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	Guard M1 Performance Plus
Materialnummer Hersteller	13107900
EAN-Nummer	4002517021956
Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Guard M1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SVXGO
Bauform und Design	
Farbe	Brillantweiß
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Mode-Taste
Leistungsanzeige	Leuchtanzeige
Ergonomischer Tragegriff	•
Ergonomischer Handgriff	•
Saugrohr	Teleskoprohr EasySlide midsize
Park-System für Saugpausen	•
Park System zum abstellen	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
3-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	11
Kabellänge in m	7,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean Pure CO
Staubbeutelvolumen in l	4,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	HEPA AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Möbelschutz	•
Technische Daten	
Wattleistung	800
Lautstärke in dB	70,0
Breite in mm	496
Höhe in mm	227
Tiefe in mm	284
Gewicht in kg	7,2
Mitgeliefertes Zubehör	
Fugendüse	•
Saugpinsel	•
Polsterdüse XXL SPD 20	•

Guard M1 Performance Plus Bodenstaubsauger mit Beutel

Starke Saugleistung | stilvolles Design | HEPA AirClean | energiesparend & leise

EAN: 4002517021956 / Materialnummer: 13107900 /

Alte Materialnummer: 41VXG046CE

Bodenbürste SBD 680 FlexTeQ

•

Staubsaugerbeutel HyClean Pure CO

•

Gutschein für HyClean Pure CO

•

