

Guard L1 Performance Plus
mit einzigartiger Premium-Ausstattung für höchste Ansprüche.
Leistungsstark | energiesparend & leise | Auch für Allergiker geeignet



- Langlebig: Auf 20 Jahre* Lebensdauer getestet
- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards
- Individuell wählbare Höhe & ergonomischer Comfort-Handgriff
- Für eine mühelose Reinigung: 2-in-1 Polster- und Fugendüse
- Für jede Reinigungsaufgabe die optimale Power: 7 wählbare Modi
- Geräuscharm saugen mit der Bodendüse FlexTeQ
- Ideal für Allergiker dank HEPA AirClean Filter
- Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen
- Spart Energie dank speziellem Gebläse

* Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years

EAN: 4002517023172 / Materialnummer: 13111590 / Alte Materialnummer: 41US1037CE

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	Guard L1 Performance Plus
Materialnummer Hersteller	13111590
EAN-Nummer	4002517023172
Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Guard L1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SUSIO
Bauform und Design	
Farbe	Brillantweiß
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Fußtasten +/-
Leuchtdisplay für Leistungsanzeige	•
Leistungsanzeige	Leuchtdisplay
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•
Park System zum abstellen	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
Komfort-Handgriff 2.0	•
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
4-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	12
Kabellänge in m	8,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean Pure TU
Staubbeutelvolumen in l	3,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	HEPA AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Möbelschutz	•
Technische Daten	
Wattleistung	700
Lautstärke in dB	67,0
Breite in mm	500
Höhe in mm	239
Tiefe in mm	288
Gewicht in kg	7,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel	•
Bodenbürste SBD 680 FlexTeQ	•
Staubsaugerbeutel HyClean Pure TU	•

Guard L1 Performance Plus
mit einzigartiger Premium-Ausstattung für höchste Ansprüche.
Leistungsstark | energiesparend & leise | Auch für Allergiker geeignet

EAN: 4002517023172 / Materialnummer: 13111590 / Alte Materialnummer: 41USI037CE

Gutschein für HyClean Pure TU

