

E 130

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 10 Tablett.



- Ausgestattet mit 11 Halterungen, Höhe 170 mm – Abstand 35 mm
- Einsetzbar im Unterkorb

EAN: 4002511129375 / Materialnummer: 02648950 / Alte Materialnummer: 69513001D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für Trays/Tabletts	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	35
Strebenhöhe in mm	170
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
Kapazität	
Trays/Tabletts [Anzahl]	10
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	180
Außenmaß, Nettobreite in mm	180
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	210
Außenmaß, Bruttobreite in mm	210
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	470
Nettogewicht in kg	0,76
Bruttogewicht in kg	0,90