


E 328

Einlegesteg

zur optimalen Aufnahme der Instrumente in stehender Form.



- Der Einsatz kann das Instrumentarium in stehender Form aufnehmen

EAN: 4002511117051 / Materialnummer: 02795940 / Alte Materialnummer: 69732801D

| | |
|---|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| Produktkategorie | |
| Sonstiges Zubehör | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 15 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 34 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 145 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 12 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 80 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 120 |
| Nettogewicht in kg | 0,06 |
| Bruttogewicht in kg | 0,07 |