

E 338

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 8 Tray-Halbschalen.



- Geeignet für 8 Tray-Halbschalen
- Ausgestattet mit 10 Halterungen (8 Fächer), B 295, T 33 mm
- Die maximale Traygröße beträgt 290 x 30 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN: 4002511116160 / Materialnummer: 03080600 / Alte Materialnummer: 69533801D

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                     |           |
| Thermodesinfektoren                             | •         |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | •         |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                      |           |
| PG 8535   | •         |
| PG 8536   | •         |
| PG 8581   | •         |
| PG 8582   | •         |
| PG 8582 CD                                      | •         |
| PG 8591   | •         |
| PG 8592   | •         |
| <b>Produktkategorie</b>                         |           |
| Einsatz für Trays/Tablets                       | •         |
| <b>Produkteigenschaften</b>                     |           |
| Material  | Edelstahl |
| Farbe   | Edelstahl |
| Anzahl Fächer                                   | 8         |
| <b>Kapazität</b>                                |           |
| Trays/Tablets [Anzahl]                          | 8         |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                |           |
| Phasenanzahl                                    | 0         |
| Spannung in V                                   | 0         |
| Frequenz in Hz                                  | 0         |
| Gesamtanschluss in kW                           | 0,00      |
| Absicherung in A                                | 0         |
| <b>Maße und Gewicht</b>                         |           |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                       | 110       |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                     | 305       |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                      | 445       |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                      | 125       |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                    | 310       |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                     | 500       |
| Nettogewicht in kg                              | 0,62      |
| Bruttogewicht in kg                             | 0,84      |