

U 167

Unterkorb

zur optimalen Aufnahme von Anästhesie-Utensilien.



- Geeignet für 4 Atemkalkbehälter, 9 Sekretgläser & div. Utensilien
- 20 Halterungen, Höhe 200 mm mm, Abstand ca. 95 mm mm

EAN: 4002511114784 / Materialnummer: 03807600 / Alte Materialnummer: 69116702D

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                     |                   |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | •                 |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                      |                   |
| PG 8535   | •                 |
| PG 8536   | •                 |
| <b>Produktkategorie</b>                         |                   |
| Unterkorb                                       | •                 |
| Wagen für Anästhesie-Instrumentarium            | •                 |
| <b>Produkteigenschaften</b>                     |                   |
| Material  | Draht, rilsaniert |
| Farbe   | Weiß              |
| Strebenabstand in mm                            | 95                |
| Strebenhöhe in mm                               | 200               |
| <b>Anwendungsbereich</b>                        |                   |
| Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium     | •                 |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                |                   |
| Phasenanzahl                                    | 0                 |
| Spannung in V                                   | 0                 |
| Frequenz in Hz                                  | 0                 |
| Gesamtanschluss in kW                           | 0,00              |
| Absicherung in A                                | 0                 |
| <b>Maße und Gewicht</b>                         |                   |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                       | 220               |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                     | 535               |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                      | 516               |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                      | 240               |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                    | 550               |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                     | 550               |
| Nettogewicht in kg                              | 3,10              |
| Bruttogewicht in kg                             | 4,60              |