

E 110

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern 250 bis 600 ml.



- Geeignet für 10 Bechergläser von 250 – 600 ml
- Ausgestattet mit 10 x 3 Haltestäben
- Einsetzbar im Unterkorb

EAN: 4002511115736 / Materialnummer: 03808390 / Alte Materialnummer: 69511001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Draht, rilsaniert
Farbe	Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Bechergläser [Anzahl]	10
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	175
Außenmaß, Nettobreite in mm	230
Außenmaß, Nettotiefe in mm	460
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	0,83
Bruttogewicht in kg	1,35