


E 111

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern 600 bis 1.000 ml.

EAN: 4002511115743 / Materialnummer: 03808420 / Alte Materialnummer: 69511101D



- Geeignet für 8 Bechergläser von 600 – 1000 ml
- Ausgestattet mit 8 x 3 Haltestäben
- Einsetzbar im Unterkorb

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Draht, rilsaniert
Farbe	Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Bechergläser [Anzahl]	8
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	205
Außenmaß, Nettobreite in mm	230
Außenmaß, Nettotiefe in mm	460
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	230
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	0,96
Bruttogewicht in kg	1,10