


E 125

Einsatz

zur optimale Aufnahme von Infusionsflaschen. Flächenmaß 125 x 125 mm.



- 9 Fächer, Flächenmaß: 125 x 125 mm (Flasche), 55 x 55 mm (Hals)
- Einsetzbar im Unterkorb

EAN: 4002511115828 / Materialnummer: 03808510 / Alte Materialnummer: 69512501D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	9
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	224
Außenmaß, Nettobreite in mm	460
Außenmaß, Nettotiefe in mm	460
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	245
Außenmaß, Bruttobreite in mm	480
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	1,81
Bruttogewicht in kg	2,56