

E 127

Einsatz

zur optimale Aufnahme von Infusionsflaschen. Flächenmaß 57 x 57 mm.



- 20 Fächer, Flächenmaß: 57 x 57 mm (Flasche), 46 x 46 mm (Hals)

EAN: 4002511115842 / Materialnummer: 03808530 / Alte Materialnummer: 69512701D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	20
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	102
Außenmaß, Nettobreite in mm	445
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	475
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	475
Nettogewicht in kg	1,78
Bruttogewicht in kg	2,10