

E 135

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 19 Babyflaschen bis 250 ml.



- Geeignet für 19 Babyflaschen á 250 ml
- Passend für Flaschen der Größe 56 x 56 mm, Hals: 49 x 49 mm
- Für den Oberkorb A 102 und den Unterkorb A 151

EAN: 4002511115903 / Materialnummer: 03808630 / Alte Materialnummer: 69513501D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz für diverse Flaschen | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Babyflaschen | • |
| Kapazität | |
| Babyflaschen [Anzahl] | 19 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 194 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 192 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 447 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 465 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 195 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 205 |
| Nettogewicht in kg | 1,93 |
| Bruttogewicht in kg | 2,10 |