

E 135/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 19 Babyflaschen bis 110 ml.



- Geeignet für 19 Babyflaschen á 110 ml
- Passend für Flaschen der Größe 51 x 51 mm, Hals: 45 x 45 mm
- Für den Oberkorb A 102 und den Unterkorb A 151

EAN: 4002511115910 / Materialnummer: 03808640 / Alte Materialnummer: 69513502D

Produktzugehörigkeit	
Großraum-Laborspüler	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für diverse Flaschen	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
Babyflaschen [Anzahl]	19
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	135
Außenmaß, Nettobreite in mm	192
Außenmaß, Nettotiefe in mm	447
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	195
Außenmaß, Bruttobreite in mm	205
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	465
Nettogewicht in kg	2,02
Bruttogewicht in kg	2,10