

E 135/2

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 19 Babyflaschen bis 90 ml.



- Geeignet für 19 Babyflaschen á 90 ml
- Passend für Flaschen der Größe 51 x 51 mm, Hals: 42 x 42 mm
- Für den Oberkorb A 102 und den Unterkorb A 151

EAN: 4002511115927 / Materialnummer: 03808650 / Alte Materialnummer: 69513503D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Kapazität	
Babyflaschen [Anzahl]	19
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	125
Außenmaß, Nettobreite in mm	192
Außenmaß, Nettotiefe in mm	447
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140
Außenmaß, Bruttobreite in mm	235
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	1,97
Bruttogewicht in kg	2,10