

E 336

Spülhülse

zur optimalen Aufnahme von Pipetten/MIC-Instrumenten in Injektorwagen.

EAN: 4002511117068 / Materialnummer: 03809390 / Alte Materialnummer: 69733601D



- Es können Pipetten bis max. 445 mm Länge aufgenommen werden
- Aus Kunststoff, schraubbar

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Spülhülse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	1
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	1
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	121
Außenmaß, Nettobreite in mm	11
Außenmaß, Nettotiefe in mm	11
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	10
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	125
Durchmesser in mm	11
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,02