

E 352

Injektordüse

zur optimalen Reinigung des Spülguts.



- Geeignet für den Einsatz in einem Injektorwagen
- Kombinierbar mit der Arretierung E 354
- Ø 6 x 220 mm, schraubbar

EAN: 4002511117082 / Materialnummer: 03809510 / Alte Materialnummer: 69735201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	220
Außenmaß, Nettobreite in mm	10
Außenmaß, Nettotiefe in mm	10
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	230
Außenmaß, Bruttobreite in mm	20
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	30
Durchmesser in mm	6
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,03