

E 374

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von HNO-Instrumentarium wie z. B. Inhalationsanschlüssen.



- 24 Fächer ca. 45 x 45 mm, 27 Fächer ca. 12 x 12 mm
- Maschenweite Boden: 1,7 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN: 4002511116412 / Materialnummer: 03809800 / Alte Materialnummer: 69537401D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für HNO-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	51
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	63
Außenmaß, Nettobreite in mm	173
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	460
Nettogewicht in kg	1,20
Bruttogewicht in kg	1,20