


ID 90

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, Ø 3 mm, Länge 90 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser

EAN: 4002511116962 / Materialnummer: 03810320 / Alte Materialnummer: 69709001D

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	32
Außenmaß, Nettobreite in mm	32
Außenmaß, Nettotiefe in mm	90
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	32
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	100
Durchmesser in mm	3
Nettogewicht in kg	0,01

ID 90

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, Ø 3 mm, Länge 90 mm.

EAN: 4002511116962 / Materialnummer: 03810320 / Alte Materialnummer: 69709001D

Bruttogewicht in kg

0,01

