


ID 160

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, Ø 4 mm, Länge 160 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser

EAN: 4002511116993 / Materialnummer: 03810350 / Alte Materialnummer: 69716001D

| Produktzugehörigkeit                                   |                       |
|--|-----------------------|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor          | •                     |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | •                     |
| Gerätezugehörigkeit                                    |                       |
| G 7825   | •                     |
| PG 8527  | •                     |
| PG 8535  | •                     |
| PG 8536  | •                     |
| PG 8583  | •                     |
| PG 8583 CD   | •                     |
| PG 8593  | •                     |
| PLW 8615   | •                     |
| PLW 8616   | •                     |
| PLW 8617   | •                     |
| Produktkategorie                                       |                       |
| Injektordüse   | •                     |
| Produkteigenschaften                                   |                       |
| Material   | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe  | Edelstahl, Schwarz    |
| Anwendungsbereich                                      |                       |
| Aufbereitung von Laborglas                             | •                     |
| Standard Elektroanschluss                              |                       |
| Phasenanzahl   | 0                     |
| Spannung in V  | 0                     |
| Frequenz in Hz   | 0                     |
| Gesamtanschluss in kW                                  | 0,00                  |
| Absicherung in A                                       | 0                     |
| Maße und Gewicht                                       |                       |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                              | 55                    |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                            | 55                    |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                             | 160                   |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                             | 55                    |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                           | 55                    |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                            | 160                   |
| Durchmesser in mm                                      | 4                     |
| Nettogewicht in kg                                     | 0,02                  |
| Bruttogewicht in kg                                    | 0,02                  |