


ID 220

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, Ø 6 mm, Länge 220 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser

EAN: 4002511117020 / Materialnummer: 03810390 / Alte Materialnummer: 69722001D

| | |
|--|-----------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Produktkategorie | |
| Injektordüse | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 55 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 55 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 220 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 60 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 60 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 220 |
| Durchmesser in mm | 6 |
| Nettogewicht in kg | 0,02 |
| Bruttogewicht in kg | 0,02 |