

E 143

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diversem Instrumentarium.



- 1 mm Drahtgeflecht, 5 mm Maschenweite, 5 mm Umlaufrahmen
- Ausgestattet mit 2 schwenkbaren Tragegriffen

EAN: 4002511115989 / Materialnummer: 03830310 / Alte Materialnummer: 69514301D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategorie	
Siebschale	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	55
Außenmaß, Nettobreite in mm	255
Außenmaß, Nettotiefe in mm	230
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	285
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	260
Nettogewicht in kg	0,49
Bruttogewicht in kg	0,70