

E 403

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 105 Uhrgläsern.

EAN: 4002511116634 / Materialnummer: 03830430 / Alte Materialnummer: 69540301D



- Geeignet für 105 Uhrgläser mit Ø 50 – 60 mm
- Ausgestattet mit 36 Streben im Abstand von 9 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Uhrgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	9
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Uhrgläser [Anzahl]	105
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	35
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	510
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	280
Nettogewicht in kg	1,32
Bruttogewicht in kg	1,48