

MT

Transportwagen

zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.

EAN: 4002511820005 / Materialnummer: 03893140 / Alte Materialnummer: 69200102D



- Zum Lagern und Transportieren von Körben und Einsätzen
- Aufgeteilt in 4 Ebenen, die um 102,5 mm verstellbar sind
- Fahrbar mit 4 feststellbaren Rollen
- Bestückungsmaße 549 x 599 mm

| Produktzugehörigkeit | |
|---|-----------|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Produktkategorie | |
| Aufbewahrungs-/Transportsystem | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0-0 |
| Frequenz in Hz | 0-0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00-0,00 |
| Absicherung in A | 0-0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1985 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 662 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 616 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 2030 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 680 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 680 |
| Nettogewicht in kg | 23,00 |
| Bruttogewicht in kg | 29,00 |