

FFK 01

Flusenfilterkasten aus Edelstahl

zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.

EAN: 4002512085953 / Materialnummer: 04637900 / Alte Materialnummer: 59510022D



- Für den Einsatz bei stark verschmutzten Textilien*
- Volumen ca. 70 Liter
- Zum Anschluss an Waschmaschinen auf einem Sockel
- Leicht entnehmbares Flusensieb aus Edelstahl
- ø Anschlussstutzen 7,5 cm

* Für den einwandfreien Betrieb des FFK 01 muss die eingesetzte Waschmaschine auf einen Unterbau gestellt werden.

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6243	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategorie	
Flusenfilterung	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	OHNE
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	550
Außenmaß, Nettobreite in mm	541
Außenmaß, Nettotiefe in mm	295
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	585

FFK 01

Flusenfilterkasten aus Edelstahl

zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.

EAN: 4002512085953 / Materialnummer: 04637900 / Alte Materialnummer: 59510022D



Außenmaß, Bruttobreite in mm	330
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	700
Nettogewicht [kg]	12,00
Bruttogewicht in kg	13,00