

E 460

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diverssem MIC-Instrumentarium.



- Geeignet für starre Optiken unterschiedlicher Länge
- Maschenweite Boden 8 x 1 mm, Seiten/Deckel 7 x 7 x 3 mm
- Ausgestattet mit 3 Halterungen zur Aufnahme von 2 starren Optiken

EAN: 4002512183383 / Materialnummer: 04861390 / Alte Materialnummer: 69546001D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8592 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz/Modul für MIC-Instrumentarium | • |
| Sonstiger Einsatz | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von MIC-Instrumentarium | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 53 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 100 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 430 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 95 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 170 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 550 |
| Nettogewicht in kg | 0,71 |
| Bruttogewicht in kg | 0,94 |