

E 930

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 36 OP-Schuhen bis Größe 44.



- Geeignet für den Wagen E 975/2 in der unteren Ebene
- Ausgestattet mit 36 Halterungen, Höhe 280 mm

EAN: 4002512257145 / Materialnummer: 05001360 / Alte Materialnummer: 69593001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für OP-Schuhe	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
<b>Kapazität</b>	
OP-Schuhe [Anzahl]	36
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	289
Außenmaß, Nettobreite in mm	586
Außenmaß, Nettotiefe in mm	752
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	350
Außenmaß, Bruttobreite in mm	770
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1000
Nettogewicht in kg	3,65
Bruttogewicht in kg	5,70