


E 486  
 Halterung  
 zur optimalen Aufnahme von Schüsseln.



- Geeignet für die Aufnahme von 1 Schüsseln
- Die Halterung passt mehrfach in den Einsatz E 484

EAN: 4002512398732 / Materialnummer: 05109230 / Alte Materialnummer: 69548601D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Schüsseln	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Kapazität</b>	
Schüsseln [Anzahl]	1
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	275
Außenmaß, Nettobreite in mm	464
Außenmaß, Nettotiefe in mm	10
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	475
Außenmaß, Bruttobreite in mm	465
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	25
Nettogewicht in kg	0,21
Bruttogewicht in kg	0,43