


E 487

Halterung

zur optimalen Aufnahme von 4 OP-Schuhen bis zu einer Höhe von 280 mm.



EAN: 4002512398749 / Materialnummer: 05109250 / Alte Materialnummer: 69548701D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz für OP-Schuhe | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von OP-Schuhen | • |
| Kapazität | |
| OP-Schuhe [Anzahl] | 4 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 280 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 464 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 10 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 470 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 470 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 25 |
| Nettogewicht in kg | 0,37 |
| Bruttogewicht in kg | 0,52 |