

ADS 1

Silikonadapter

zur Aufnahme von Übertragungsinstrumenten bei Nutzung von AUF 1 oder AUF 2.



- Für Hand- und Winkelstücke/  
Turbinen mit Ø ca. 20 mm
- Weiß

EAN: 4002512427548 / Materialnummer: 05159530 / Alte Materialnummer: 68751301D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufnahme bzw. Adapter für Übertragungsinstrumente	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Silikon
Farbe	Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	21
Außenmaß, Nettobreite in mm	32
Außenmaß, Nettotiefe in mm	32
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	350
Durchmesser in mm	33
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02