

E 702

Aufsatz

zur Erhöhung der Kapazität um zwei weitere Siebschalen.



- Eine weitere Ebene für den Wagen E 525/2 oder E 701/2
- Zur Aufnahme von 2 weiteren DIN-Siebschalen

EAN: 4002512400831 / Materialnummer: 05221490 / Alte Materialnummer: 69570201D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	1
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	560
Außenmaß, Nettobreite in mm	160
Außenmaß, Nettotiefe in mm	530
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	610
Außenmaß, Bruttobreite in mm	260
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	535
Nettogewicht in kg	3,50
Bruttogewicht in kg	4,50