

E 730
Einsatz
zur optimalen Aufnahme von 20 OP-Schuhen.



EAN: 4002512423120 / Materialnummer: 05271020 / Alte Materialnummer: 69573001D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	20
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	290
Außenmaß, Nettobreite in mm	470
Außenmaß, Nettotiefe in mm	540
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	420
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	600
Nettogewicht in kg	8,70
Bruttogewicht in kg	10,00