

E 730  
Einsatz  
zur optimalen Aufnahme von 20 OP-Schuhen.



EAN: 4002512423120 / Materialnummer: 05271020 / Alte Materialnummer: 69573001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für OP-Schuhe	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
<b>Kapazität</b>	
OP-Schuhe [Anzahl]	20
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	290
Außenmaß, Nettobreite in mm	470
Außenmaß, Nettotiefe in mm	540
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	420
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	600
Nettogewicht in kg	8,70
Bruttogewicht in kg	10,00