

E 984

Einsatz

zur Aufnahme unterschiedlichster Utensilien.



- Mit verschiedenen Halterungen ausrüstbar

EAN: 4002512431323 / Materialnummer: 05337750 / Alte Materialnummer: 69598401D

| | |
|--|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von OP-Schuhen | • |
| Aufbereitung von Schüsseln | • |
| Aufbereitung von Nierenschalen | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 371 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 150 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 572 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 390 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 160 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 590 |
| Nettogewicht in kg | 2,95 |
| Bruttogewicht in kg | 3,30 |