

E 520  
Einsatz  
zur optimalen Aufnahme von Wurzelkanalinstrumenten.



- Geeignet für 17 Wurzelkanalinstrumente
- Klappbar
- Dampfsterilisierbar bei 121 °C / 134 °C

EAN: 4002512472524 / Materialnummer: 05409080 / Alte Materialnummer: 68552001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
<b>Kapazität</b>	
Wurzelkanalinstrumente [Anzahl]	17
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	45
Außenmaß, Nettobreite in mm	75
Außenmaß, Nettotiefe in mm	30
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,10