


E 747

Modul

zur optimalen Aufnahme von z. B. Zentrifugenröhrchen, Vials und Reagenzgläsern.

EAN: 4002512591218 / Materialnummer: 05464630 / Alte Materialnummer: 69574701D



- 104 Düsen für Zentrifugenröhrchen, Vials, Reagenzgläser etc.
- 104 Düsen 2,5 x 110 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
<b>Kapazität</b>	
Reagenzgläser [Anzahl]	104
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	168
Außenmaß, Nettobreite in mm	492
Außenmaß, Nettotiefe in mm	496
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	650
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	810
Nettogewicht in kg	38,00
Bruttogewicht in kg	44,00