


E 743  
Modul  
zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas 100 - 500 ml.

EAN: 4002512591164 / Materialnummer: 05555250 / Alte Materialnummer: 69574301D



- Mit 36 Düsen (E 351) 4 x 160 mm mit Arretierung (E 353)

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	36
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	190
Außenmaß, Nettobreite in mm	492
Außenmaß, Nettotiefe in mm	496
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	9,70
Bruttogewicht in kg	10,00