


E 744
Modul
zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas 500 - 1.000 ml.



- Mit 16 Düsen (E 352) 6 x 220 mm mit Arretierung (E 354)

EAN: 4002512591171 / Materialnummer: 05555260 / Alte Materialnummer: 69574401D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	16
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	250
Außenmaß, Nettobreite in mm	492
Außenmaß, Nettotiefe in mm	496
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	9,70
Bruttogewicht in kg	10,00