


E 752
Modul
zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas 100 - 1.000 ml.

EAN: 4002513197471 / Materialnummer: 05647640 / Alte Materialnummer: 69575201D



- Mit 12 Düsen (E 351) 4 x 160 mm mit Arretierung (E 353)
- Mit 13 Düsen (E 352) 6 x 220 mm mit Arretierung (E 354)

| | |
|--|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz/Modul für Enghalsgläser | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Pipetten/Vials | • |
| Kapazität | |
| Enghalsgläser [Anzahl] | 25 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 260 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 492 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 496 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 170 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 530 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 560 |
| Nettogewicht in kg | 9,70 |
| Bruttogewicht in kg | 10,00 |