

E 801/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 8 Mundspügläsern.

EAN: 4002513220650 / Materialnummer: 05673820 / Alte Materialnummer: 68580102D



- Geeignet für 8 Mundspügläser, max. Ø 75 mm
- Rilsaniert

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Mundspügläser [Anzahl]	8
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	155
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	320
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	510
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	1,00
Bruttogewicht in kg	1,50