


E 755

Modul

zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas 25 - 100 ml.

EAN: 4002513248821 / Materialnummer: 05701590 / Alte Materialnummer: 69575501D



- Ausgestattet mit 36 Düsen (E 470) 2,5 x 90 mm mit Halterung

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	36
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	130
Außenmaß, Nettobreite in mm	492
Außenmaß, Nettotiefe in mm	496
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	545
Außenmaß, Bruttobreite in mm	160
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	4,80
Bruttogewicht in kg	5,40