

## C 4060 WM 8

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl  
mit mechanischem Prüfer für Wertmarke Nummer 8.

EAN: 4002513259704 / Materialnummer: 05708630 / Alte Materialnummer: 59406003D



- Geeignet für den Programmbetrieb
- Standgerät zur Platzierung auf dem Maschinendeckel
- Mit LED-Anzeige für Zahlungsaufforderung, Start und Betrieb
- Wertmarken sind als Zubehörartikel erhältlich
- Höhe 25,8, Breite 17,5, Tiefe 15,5 cm

| Produktzugehörigkeit         |   |
|------------------------------|---|
| Waschmaschinen               | • |
| Trockner                     | • |
| Mangeln                      | • |
| Geräte-/Zubehörzugehörigkeit |   |
| PM 1210                      | • |
| PM 1214                      | • |
| PM 1217                      | • |
| PRI 210                      | • |
| PRI 214                      | • |
| PRI 217                      | • |
| PT 5135 C                    | • |
| PT 5136                      | • |
| PT 5137 WP                   | • |
| PT 5140 WP                   | • |
| PT 5141 WP                   | • |
| PT 5145 C                    | • |
| PT 5155 C                    | • |
| PT 5156                      | • |
| PT 5157 WP                   | • |
| PT 5186                      | • |
| PT 7186                      | • |
| PT 7188                      | • |
| PT 7135 C                    | • |
| PT 7136                      | • |
| PT 7137 WP                   | • |
| PT 7138                      | • |
| PT 8203                      | • |
| PT 8251                      | • |
| PT 8251 COP                  | • |
| PT 8253                      | • |
| PT 8257                      | • |
| PT 8257 WP                   | • |
| PT 8301                      | • |
| PT 8301 COP                  | • |
| PT 8303                      | • |
| PT 8331                      | • |
| PT 8331 COP                  | • |
| PT 8333                      | • |
| PT 8333 HW                   | • |
| PT 8337                      | • |
| PT 8337 HW                   | • |
| PT 8337 WP                   | • |
| PT 9136                      | • |
| PT 9137 WP                   | • |
| PW 413                       | • |
| PW 418                       | • |
| PW 5064                      | • |
| PW 5062                      | • |
| PW 5055                      | • |

## C 4060 WM 8

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl  
mit mechanischem Prüfer für Wertmarke Nummer 8.



EAN: 4002513259704 / Materialnummer: 05708630 / Alte Materialnummer: 59406003D

|                         |   |
|-------------------------|---|
| PW 5065                 | • |
| PW 5070                 | • |
| PW 5082                 | • |
| PW 5105 Vario           | • |
| PW 6055                 | • |
| PW 6065                 | • |
| PW 6055 Vario           | • |
| PW 6065 Vario           | • |
| PW 6065 Plus            | • |
| PW 6068 Plus            | • |
| PW 6080                 | • |
| PW 6088                 | • |
| PW 6107                 | • |
| PW 6137                 | • |
| PW 811                  | • |
| PW 814                  | • |
| PW 818                  | • |
| PW 9055                 | • |
| PW 9065                 | • |
| PWT 6089                | • |
| PWM 500-08              | • |
| PWM 500-09              | • |
| PWM 507                 | • |
| PWM 509                 | • |
| PWM 900-09              | • |
| PWM 906                 | • |
| PWM 907                 | • |
| PWM 908                 | • |
| PDR 500-08              | • |
| PDR 507                 | • |
| PDR 900-08              | • |
| PDR 908                 | • |
| PWM 511                 | • |
| PWM 909                 | • |
| PWM 514                 | • |
| PWM 912                 | • |
| PWM 916                 | • |
| PWM 920                 | • |
| PDW 909                 | • |
| PDR 510                 | • |
| PDR 511                 | • |
| PDR 910                 | • |
| PDR 514                 | • |
| PDR 516                 | • |
| PDR 914                 | • |
| PDR 518                 | • |
| PDR 918                 | • |
| <b>Produktkategorie</b> |   |
| Kassiersystem           | • |
| Kassiergerät            | • |

C 4060 WM 8

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl  
mit mechanischem Prüfer für Wertmarke Nummer 8.

EAN: 4002513259704 / Materialnummer: 05708630 / Alte Materialnummer: 59406003D



| Produkteigenschaften          |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Elektroanschluss              | AC 220-240V 50-60HZ |
| Material                      | Edelstahl           |
| Farbe                         | Edelstahl           |
| Maße und Gewicht              |                     |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm     | 258                 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm   | 176                 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm    | 155                 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm    | 325                 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm  | 245                 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm   | 195                 |
| Nettogewicht [kg]             | 3,87                |
| Bruttogewicht in kg           | 4,72                |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen |                     |
| CE                            | •                   |