

E 492

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Nierenschalen.



- Ausgestattet mit 9 Halterungen, Höhe 86 mm mm, Abstand 49 mm mm
- Einsetzbar im Unterkorb

EAN: 4002513317343 / Materialnummer: 05771140 / Alte Materialnummer: 69549201D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
Sonstiger Einsatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	49
Strebenhöhe in mm	86
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Nierenschalen	•
<b>Kapazität</b>	
Nierenschalen [Anzahl]	9
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	120
Außenmaß, Nettobreite in mm	256
Außenmaß, Nettotiefe in mm	474
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	320
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	1,06
Bruttogewicht in kg	1,31