


E 965

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern 250 - 600 ml.

EAN: 4002513369229 / Materialnummer: 05848290 / Alte Materialnummer: 69596501D



- Ausgestattet mit 15 x 3 Haltestäben für Bechergläser 250 – 600 ml

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Bechergläser [Anzahl]	98
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	173
Außenmaß, Nettobreite in mm	357
Außenmaß, Nettotiefe in mm	522
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	280
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	2,07
Bruttogewicht in kg	2,86