


E 963

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern bis 250 ml.



- Ausgestattet mit 33 x 3 Haltestäben für Bechergläser bis 250 ml

EAN: 4002513369236 / Materialnummer: 05848300 /  
Alte Materialnummer: 69596301D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Bechergläser [Anzahl]	98
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	155
Außenmaß, Nettobreite in mm	357
Außenmaß, Nettotiefe in mm	522
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	285
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	1,58
Bruttogewicht in kg	1,70