

E 742
Modul
zur optimalen Aufnahme von diverssem Spülgut.



- Zum Einsatz im Wagen E 741/1

EAN: 4002513369854 / Materialnummer: 05848320 / Alte Materialnummer: 69574201D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	83
Außenmaß, Nettobreite in mm	220
Außenmaß, Nettotiefe in mm	458
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	90
Außenmaß, Bruttobreite in mm	225
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	465
Nettogewicht in kg	0,49
Bruttogewicht in kg	0,69