


E 960/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithals-Erlenmeyerkolben.



- Ausgestattet mit 20 großen und 26 kleinen Federhaken
- Geeignet für Weithals-Erlenmeyerkolben und Messzylinder

EAN: 4002513400953 / Materialnummer: 05892360 / Alte Materialnummer: 69596002D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	46
Standard Elektroanschluss	
Phasenzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	185
Außenmaß, Nettobreite in mm	357
Außenmaß, Nettotiefe in mm	522
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	280
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	0,80
Bruttogewicht in kg	0,90