

FP 20

Filterplatte

für die Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken bei Verwendung von AUF 1/AUF 2.



- Zur Vermeidung von Blockagen durch Kleinstpartikel
- Porosität 2
- 20 Filterplatten pro Verpackungseinheit
- Durchmesser 30 mm

EAN: 4002513505498 / Materialnummer: 06059480 / Alte Materialnummer: 69751201D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Großraum-Thermodesinfektoren, Dental	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
<b>Produktkategorie</b>	
Filter	•
Sonstiges Zubehör	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Farbe	Weiß
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	30
Außenmaß, Nettobreite in mm	100
Außenmaß, Nettotiefe in mm	125
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	28
Außenmaß, Bruttobreite in mm	125
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	167
Durchmesser in mm	30
Nettogewicht in kg	0,06
Bruttogewicht in kg	0,10