


A 9/1

Lochblechunterlage

zur schonenden Reinigung empfindlicher Spülgüter durch Brechung des Spülstrahls.

EAN: 4002513531176 / Materialnummer: 06097010 / Alte Materialnummer: 69500902D



- Ausstanzung 7 x 7 mm, Steg 3 mm

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
Produktkategorie	
Unterlage	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1
Außenmaß, Nettobreite in mm	773
Außenmaß, Nettotiefe in mm	573
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	10
Außenmaß, Bruttobreite in mm	870
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	590
Nettogewicht in kg	1,70
Bruttogewicht in kg	1,80