

E 529

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 4-5 Augen-OP-Sets.



- 2 Ebenen zur Aufnahme von Siebschalen
- 1 Ebene mit 16 bzw. 30 Injektordüsen
- Anschlussmöglichkeit für E 478/1 auf dem Zuflussrohr
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (ohne Magnete ML)

EAN: 4002513792553 / Materialnummer: 06415950 / Alte Materialnummer: 69552901D

| | |
|--|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| Produktkategorie | |
| Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium | • |
| Kapazität | |
| OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl] | 4-5 |
| Hohlkörperinstrumente [Anzahl] | 46 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 471 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 530 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 645 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 550 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 640 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 650 |
| Nettogewicht in kg | 14,00 |
| Bruttogewicht in kg | 21,00 |