

E 550

Wagen

zur Reinigung von Instrumentarium auf 1 Ebene.



- Ausrüstbar mit verschiedenen Einsätzen
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (ohne Magnete ML)
- Bestückungsmaße: H 481, B 482, T 587 mm

EAN: 4002513792577 / Materialnummer: 06415970 / Alte Materialnummer: 69555001D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	250
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	645
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	550
Außenmaß, Bruttobreite in mm	640
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	650
Nettogewicht in kg	6,80
Bruttogewicht in kg	7,80
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (ohne Magnete) [Anzahl]	1